



| PARTI DEL PRODOTTO   | DESCRIZIONE   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Dispositivo filtrante monouso, utilizzabile con qualsiasi tipo di set di infusione.   |  |  |
|  | <b>CLASSIFICAZIONE</b>  |  |  |
|  | Dispositivo medico di classe Is, secondo la regola 2 dell'allegato IX della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche introdotte dalla direttiva europea 2007/47/CE. |  |  |
|  | <b>DISTRIBUTORE</b>   |  |  |
|  | CANÈ S.p.A.<br>Via Cuornè 42/a<br>10098 Rivoli (TO) - Italy<br>Tel.: +39-011-9574872  |  |  |
|  | <b>FABBRICANTE</b>  |  |  |
|  | <b>MULTIMEDICAL S.r.l.</b><br>Via Guido Rossa, 71 - Zona Industriale Gerbolina<br>46019 Viadana (MN) - Italy<br>Tel.: +39-0375-785882                                 |  |  |
|  | <b>MARCATURA CE</b>   |  0123 |  |
|  | <b>NUMERO DI REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI</b>  | 88883/R  |  |
|  | <b>CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI (CND)</b>  | A03020101  |  |
| <b>REF CANÈ</b>  | FILTRAJET   |  |  |
| <b>REF FABBRICANTE</b>   | 090500  |  |  |
| PARTE N.   | DESCRIZIONE   | MATERIALE  |  |
| 1  | Tappo luer lock maschio   | Polietilene  |  |
| 2  | Raccordo luer lock femmina  | ABS  |  |
| 3  | Filtro pediatrico 0,2µ  | Membrana polisulfone   |  |
| 4  | Raccordo luer lock maschio  | ABS  |  |
| 5  | Tappo luer lock femmina LABIRINTICO   | Polietilene  |  |

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|  | <b>SCHEDA TECNICA</b> | <b>TDS n° FILTRAJET/IT</b><br>Data: 22.02.2019<br>Pag. 2/2 |
|   | <b>FILTRAJET</b>      |  |

**Nota:**

LUNGHEZZA TOTALE: 17,5cm<sup>±0,5cm</sup>

IL PRODOTTO E' PRIVO DI COMPONENTI IN LATTICE

IL PRODOTTO NON CONTIENE FTALATI (DEHP)

| CONFEZIONAMENTO | PEZZI | CARATTERISTICHE          | MATERIALE                             |
|-----------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|
| Primario        | 1     | Blister cm 5x24          | Carta di grado medicale<br>Film PP/PE |
| Secondario      | 50    | Scatola cm 28,5x15,8x7,5 | Cartone bianco                        |
| Terziario       | 500   | Scatola cm 59x40x18      | Cartone ondulato                      |

**STERILIZZAZIONE**

Miscela impiegata: ETO + CO<sub>2</sub>

Ciclo convalidato secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 11135-1 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici".

| DATA DI SCADENZA                | CONDIZIONI DI STOCCAGGIO  |
|---------------------------------|---|
| 5 anni dalla data di produzione | Conservare il prodotto al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare, in ambienti asciutti e puliti e al riparo da temperature estreme ed eccessiva umidità |