

Nome commerciale del prodotto: NERIA MULTI

Descrizione del prodotto

Neria™ multi è un set di infusione monouso con un connettore standard luer lock.

Connessione, disponibile con 2, 3 o 4 aghi in acciaio inox G27 a 90 gradi, per l'uso simultaneo in più di un sito di infusione.

Il set multifunzione Neria™ è destinato all'infusione sottocutanea di immunoglobulina per il trattamento della deficienza immunitaria primaria.

Il set deve essere usato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

Informazioni tecniche

- Angolo d'inserimento: 90° gradi
- I set sono disponibili in configurazione in 2,3 o 4 vie
- Lunghezza del tubo: 90 cm
- Diametro interno del tubo: 0,41mm, Diametro Esterno del tubo: 1,5mm
- Lunghezza dell'ago: 8 o 10 mm
- Il prodotto è privo di PVC e di ftalati
- Latex free
- Gli aghi del connettore possono contenere fino al 10% di nichel
- Il dispositivo contiene <0,1 w/w% BPA

Modalità di Confezionamento e Conservazione:

Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore

I set d'infusione sono sterilizzati usando l'ossido di etilene

Monouso

Pronto per l'uso

Confezionamento sterile

Da smaltirsi come rifiuto ospedaliero.

Classe CE: IIb



CND A030401

Identificativo e sede Stabilimento di produzione:

Prodotto per conto di

ConvaTec Ltd. – 1st AVE DEESIDE Industrial Park Flintshire CH5 2NU – U.K.

Codici disponibili e modalità di presentazione / confezionamento

Codice	Descrizione	Unità per confezione	Volume di priming	ISO	PARAF	RDM
721060-2738	Neria Multi G27 2 vie/8mm	10 set	0,36	-	973352863	1613748/R
721060-2731	Neria Multi G27 2 vie /10mm	10 set	0,36		973352887	1613763/R
721060-3731	Neria Multi G27 3 vie /10mm	10 set	0,43		974048225	1640166/R
721060-3737	Neria Multi G27 3 vie /12mm	10 set	0,43		974048237	1641123/R
721060-3738	Neria Multi G27 3 vie /8mm	10 set	0,43		974048187	1641115/R
721060-4731	Neria Multi G27 4 vie /10mm	10 set	0,51		974048264	1640170/R
721060-4738	Neria Multi G27 4 vie /8mm	10 set	0,51		974048249	1641117/R
721060-4737	Neria Multi G27 4 vie/12mm	10 set	0,51		974048288	1641124/R

Edizione	Data	Natura della modifica	Compilato
03A	20/09/16	Variazione logo	AQ
02A	26/08/08	Variazione ragione sociale	AQ
01A	20/10/00	Prima edizione	SAM