



PARTI DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE
	Set per infusione sottocutanea monouso.
	CLASSIFICAZIONE
	Classe IIb secondo MDD, Allegato IX, regola 8, dispositivi chirurgici invasivi a lungo termine
	FABBRICANTE
	Unomedical a/s Manufacturer's address Aaholmvej 1-3, Osted 4320 Lejre - Denmark
	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
	CANÈ S.p.A. Via Cuorgnè 42/a 10098 Rivoli (TO) - Italia Tel.: +39-011-9574872
MARCATURA CE	CE 0459
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI (CND)	A030401

PARTE N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	AGO ad inserimento 90° verticale	Acciaio inossidabile siliconato
2	TUBO	PUR/PE
3	CEROTTO ADESIVO	Poliestere non tessuto, adesivo acrilico
4	CONNETTORE femmina Luer Lock (ISO 80369-7)	PP

CODICI DISPONIBILI								
CODICE CANÈ	CODICE FABBRICANTE	CODICE RDM	CODICE PARAF	DESCRIZIONE	SEZIONE AGO	LUNGHEZZA AGO	LUNGHEZZA TUBO	VOLUME PRIMING
NERIAG2710T60	78-060-2731	1575394/R	973352949	Neria G27 60/10	G27	10 mm	60 cm	0,10 ml
NERIAG2706T60	78-060-2736	1575391/R	973363056	Neria G27 60/6	G27	6 mm	60 cm	0,10 ml
NERIAG2708T60	78-060-2738	1575392/R	973352913	Neria G27 60/8	G27	8 mm	60 cm	0,10 ml
NERIAG2908T60	78-060-2938	1575389/R	973352899	Neria G29 60/8	G29	8 mm	60 cm	0,10 ml
NERIAG2708T80	78-080-2738	1575393/R	973352925	Neria G27 80/8	G27	8 mm	80 cm	0,12 ml

CONFEZIONAMENTO	CODICE FABBRICANTE	CODICE GTIN	PEZZI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
PRIMARIO	78-060-2731	05705244010567	1	Blister 8 x 11 cm	Carta Medica Film PA PE
	78-060-2736	05705244010598			
	78-060-2738	05705244010611			
	78-060-2938	05705244010666			
	78-080-2738	05705244010819			
SECONDARIO	78-060-2731	ND	10	Scatola 13,6 x 13,7 x 8 cm	Cartoncino bianco
	78-060-2736	ND			
	78-060-2738	ND			
	78-060-2938	ND			
	78-080-2738	ND			
TERZIARIO	78-060-2731	ND	200	Master 16,5 x 55 x 28,5 cm	Cartone bianco ondulato
	78-060-2736	ND			
	78-060-2738	ND			
	78-060-2938	ND			
	78-080-2738	ND			
STERILIZZAZIONE					
Ossido di Etilene.					
DATA DI SCADENZA			CONDIZIONI DI STOCCAGGIO		
5 anni dalla data di fabbricazione			Conservare il prodotto al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare, in ambienti asciutti e puliti		
 AVVERTENZE					
Smaltire come rifiuto ospedaliero					

PARTI DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE	
	Set di infusione monouso con connettore standard luer lock. Connessione, disponibile con 2, 3 o 4 aghi in acciaio inox G27 a 90 gradi, per l'uso simultaneo in più di un sito di infusione.	
	CLASSIFICAZIONE Classe IIb secondo MDD, Allegato IX, regola 8, dispositivi chirurgici invasivi a lungo termine	
	FABBRICANTE Unomedical a/s Manufacturer's address Aaholmvej 1-3, Osted 4320 Lejre - Denmark	
	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA CANÈ S.p.A. Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) - Italia Tel.: +39-011-9574872	
	MARCATURA CE	 0459
	CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI (CND)	A030401

PARTE N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	AGO ad inserimento 90° verticale	Acciaio inossidabile siliconato
2	TUBO 90 cm	PUR/PE
3	CEROTTO ADESIVO	Poliestere non tessuto, adesivo acrilico
4	CONNETTORE femmina Luer Lock (ISO 80369-7)	PP

CODICI DISPONIBILI								
CODICE CANÈ	CODICE FABBRICANTE	CODICE RDM	CODICE PARAF	DESCRIZIONE	SEZIONE AGO	LUNGHEZZA AGO	LUNGHEZZA TUBO	VOLUME PRIMING
NERIAMULTI2 G2710T60	721060-2731	1613763/R	973352887	Neria Multi G27 2 vie/10mm	G27	10 mm	90 cm	0,36 ml
NERIAMULTI2 G2708T60	721060-2738	1613748/R	973352863	Neria Multi G27 2 vie/8mm	G27	8 mm	90 cm	0,36 ml
NERIAMULTI3 G2710T60	721060-3731	1640166/R	974048225	Neria Multi G27 3 vie/10mm	G27	10 mm	90 cm	0,43 ml
NERIAMULTI4 G2710T60	721060-4731	1640170/R	974048264	Neria Multi G27 4 vie/10mm	G27	10 mm	90 cm	0,51 ml

	SCHEDA TECNICA	TDS CNSNMLIT Data: 13.10.2021 Pag. 2/2
	neria™ multi infusion sets	

NOTE

Diametro interno del tubo: 0,41mm, Diametro Esterno del tubo: 1,5mm

CONFEZIONAMENTO	CODICE FABBRICANTE	CODICE GTIN	PEZZI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
PRIMARIO	721060-2731	ND	1	Blister 8 x 11 cm	Carta Medica Film PA PE
	721060-2738	ND			
	721060-3731	05705244010246			
	721060-4731	ND			
SECONDARIO	721060-2731	ND	10	Scatola 13,6 x 13,7 x 8 cm	Cartoncino bianco
	721060-2738	ND			
	721060-3731	ND			
	721060-4731	ND			
TERZIARIO	721060-2731	ND	200	Master 16,5 x 55 x 28,5 cm	Cartone bianco ondulato
	721060-2738	ND			
	721060-3731	ND			
	721060-4731	ND			

STERILIZZAZIONE

Ossido di Etilene.

DATA DI SCADENZA	CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
5 anni dalla data di fabbricazione	Conservare il prodotto al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare, in ambienti asciutti e puliti

 AVVERTENZE

Smaltire come rifiuto ospedaliero