



PARTI DEL DISPOSITIVO		DESTINAZIONE D'USO	
		Microperforatore per l'aspirazione di farmaci da utilizzare con siringhe crn® CRONO® Réservoir.	
		CLASSIFICAZIONE	
		Dispositivo medico di classe Is, secondo la regola 2 dell'allegato IX della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche introdotte dalla direttiva europea 2007/47/CE.	
		FABBRICANTE	
		<b>MULTIMEDICAL s.r.l.</b> Via Guido Rossa, 71 - Zona Industriale Gerbolina 46019 Viadana (MN) - Italy Tel.: +39-0375-785882	
		MARCATURA CE	 0123
		NUMERO DI REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI (RDM)	1364422
		CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI (CND)	A0704
REF CANÈ	SPIKE/04		
REF FABBRICANTE	091548/1		
PARTE N.	DESCRIZIONE	MATERIALE	
1	Micro-perforatore con connettore Luer Lock femmina (ISO 80369-7)	ABS	
2	Copri punta	LDPE	
3	Filtro aria	PP membrana idrofobica 3 µm	
4	Tappo Luer-Lock maschio (ISO 80369-7)	ABS	
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO			
Prodotto sterile monouso, apirogeno, non risterilizzabile. Dispositivo privo di componenti in lattice e ftalati (DEHP).			

	<b>SCHEMA TECNICA</b>	<b>TDS CNSSPKIT</b> Data: 10.09.2024 Pag. 2/2
	<b>Spike-CRN®</b> 	

CONFEZIONAMENTO	GTIN	PEZZI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
Primario	08050046231373	1	Blister 12x5 cm	Carta di grado medicale Film PP/PE
Secondario	18050046231370	60*	Busta	PE
Terziario	28050046231377	300	Scatola 39x29x20 cm	Cartone ondulato

\*ogni busta da 60 pezzi contiene un foglio di istruzioni per l'uso

CONDIZIONI AMBIENTALI PER LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO	DATA DI SCADENZA
Conservare il prodotto al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare, in ambienti asciutti e puliti e al riparo da temperature estreme ed eccessiva umidità.	4 anni e 11 mesi dalla data di fabbricazione.



#### AVVERTENZE

I materiali di consumo monouso devono essere smaltiti come previsto dalle norme che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti sanitari.