


PARTI DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE	
	Raccordo a Y per la somministrazione di sostanze liquide in due diversi siti di infusione.	
	CLASSIFICAZIONE	
	Dispositivo medico di classe IIa, secondo la regola 2 dell'allegato IX della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche introdotte dalla direttiva europea 2007/47/CE.	
	DISTRIBUTORE	
	CANÈ S.p.A. Via Cuorgnè 42/a 10098 Rivoli (TO) - Italy Tel.: +39-011-9574872	
	FABBRICANTE	
	Sidam Medical Devices Via Statale Sud, 169 41030 San Giacomo R. MIRANDOLA (MO) - Italy Tel: +39-0535-25523/25537	
	MARCATURA CE	 0123
	NUMERO DI REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI	53957
	CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI (CND)	A03020101
REF CANÈ	Y-SET	
REF PRODUTTORE	01012521	

PARTE N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	Tubo trasparente (Interno Ø: 0,5mm - Esterno Ø: 2mm)	PE
2	2 connettori Luer Lock maschio	ABS blu grado medicale
3	1 connettore Luer Lock femmina	PVC trasparente DEHP FREE
4	Raccordo a Y	ABS grado medicale
5	3 Tappini di protezione	PE

	SCHEDA TECNICA	TDS n° Y-SET Data: 11.01.2018 Pag. 2/2
	Y-SET	

Nota:

Dispositivo LATEX FREE e DEHP FREE.

CONFEZIONAMENTO	PEZZI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
Primario	1	Blister 10x15 cm	Carta di grado medicale Film PP/PE
Secondario	60	Scatola 31x31x9,5 cm	Cartone ondulato
Terziario	360	Scatola master 33x58,5x33 cm	Cartone ondulato

STERILIZZAZIONE

 Miscela impiegata: ETO + CO₂

Ciclo convalidato secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 11135-1 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici".

DATA DI SCADENZA	CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
5 anni dalla data di produzione	+10°C to +35°C Conservare il prodotto al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare, in ambienti asciutti e puliti e al riparo da temperature estreme ed eccessiva umidità